

Infrarotbrenner IRB 1



Beschreibung

Das kompakte Laborheizgerät IRB 1 mit einer Heizfläche von 60 x 60 mm ist optimal geeignet für ein schnelles Erhitzen ohne offene Flamme bis max. 700°C.

Lieferumfang Grundgerät

Basisgerät mit Auflagekreuz

Details

Max. Temperatur:	700°C
Heizleistung:	250 W
Heizfläche:	60 x 60 mm
Max. Umgebungstemperatur:	30°C
Bestell-Nr.:	6060 000
Zubehör:	Leistungsregler LR 1 Stativhalterung

Technische Daten

Elektrischer Anschluss: 230 V, 50 / 60 Hz (Ausführung 115 V auf Anfrage)

Außenmaße (B x T x H): 100 x 105 x 105 mm

Gewicht: 0,7 kg