

Infrarotbrenner IRB 6



Beschreibung

Mit dem Reihenheizgerät IRB 6 können auf sechs separaten Heizflächen von jeweils 60 x 60 mm die Proben schnell auf jeweils bis zu 700°C ohne offene Flamme erhitzt werden. Jede Heizstelle kann einzeln betrieben und geregelt werden.

Lieferumfang Grundgerät

6 x IRB 1 mit Auflagekreuzen, 1 x Leistungsregler LR 6

Details

Max. Temperatur:	jeweils 700°C
Heizleistung:	6 x 200 W
Heizfläche:	6 x 60 x 60 mm
Leistungsregler:	6 Regler für eine Stromaufnahme zwischen 0 - 100%
Max. Umgebungstemperatur:	30°C
Bestell-Nr.:	9066 000
Zubehör:	Stativgestell PVC-Schiene für Stativgestell Halteklammern D50 (NS 45) Halteklammern D32 (NS 29) Halteklammern D20 (NS 19) Halteklammern D25 (NS 15)

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	230 V, 50 / 60 Hz (Ausführung 115 V auf Anfrage)
Heizleistung:	max. 1200 W
Außenmaße (B x T x H):	697 x 305 x 122 mm
Gewicht:	9 kg