

Kühlvorrichtung TH 30

[Kein Produktbild vorhanden](#)

Beschreibung

Einbau von Kühlschlange und Anschluss-Stutzen für den Anschluss eines externen Kühlgerätes (Umwälzkühler, Durchlaufkühler). Je nach Kühlleistung des externen Kühlgerätes können Temperaturen von ca. 5°C unter Raumtemperatur erreicht werden. Einbau bzw. Nachrüstung nur im Werk möglich.

Details

Bestell-Nr.: 0051 581