

Universalschüttler SM 30 A



Beschreibung

Der Kreisschüttler SM 30 A ist ideal geeignet für hohe Beladungen bis zu 30 kg zur Durchmischung schwieriger Medien. Die große Auswahl an Aufsätzen bietet eine optimale Befestigung unterschiedlichster Gefäße.

Lieferumfang Grundgerät

Basisgerät einschließlich Schwingplatte und Gummimatte, **ohne Aufsatzgestell**

Beladungsmöglichkeiten

| | |
|-------------------------|----------|
| Erlenmeyerkolben 100 ml | 42 Stück |
| Erlenmeyerkolben 250 ml | 20 Stück |
| Scheidetrichter 250 ml | 6 Stück |
| Scheidetrichter 1000 ml | 2 Stück |
| Reagenzglasgestelle | 4 Stück |

Weitere Beladungsmöglichkeiten finden Sie [hier](#)

[Beladungsdetails](#) in Abhängigkeit von der Schüttelfrequenz

Details

| | |
|-------------------------------|---|
| Schüttelbewegung: | kreisend |
| Schüttelfläche: | 560 x 400 mm |
| Max. Beladung: | 30 kg |
| Drehzahl-Regelbereich: | 15 - 300 min ⁻¹ , stufenlos |
| Hub: | 26 mm |
| Zeitschaltuhr: | 0 - 120 min / Dauerbetrieb |
| Bestell-Nr.: | 6101 000 |
| Zubehör: | Aufsatzgestell Combifix SM A Aufsatzgestell Combifix SM B Aufsatzgestell Combifix SM C Universaltablar SM 2-etagiger Aufsatz SM Inkubationshaube TH 30 |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|---|
| Elektrischer Anschluss: | 230 V oder 115 V, 50 / 60 Hz bei Bestellung bitte angeben |
| Schutzart: | IP 21 |
| Wärmeabgabe: | ca. 7 W |
| Umgebungstemperatur: | 5°C bis 50°C |
| Zulässige Feuchte: | ~ 85 % |
| Außenmaße (B x T x H): | 680 x 610 x 160 mm |
| Gewicht: | 33 kg |