

Heizgerät SNH-700



Beschreibung

Laborheizgerät mit SiNi-Heizplatte und integriertem Thermoelement zur Messung der Temperatur des Heizelements. Optimal geeignet für schnelles Erhitzen ohne offene Flamme bis max. 700°C.

Lieferumfang Grundgerät

Basisheizgerät mit separatem Temperaturregelgerät für die Anzeige der Heizelement-Temperatur als auch der Temperatur eines weiteren Thermoelements (Temp. Fühler)

Details

Max. Temperatur:	700°C
Aufheizzeit bis 700°C:	ca. 5 Minuten
Heizfläche:	55 x 55 mm
Heizleistung:	300 W
Bestell-Nr.:	6081 000

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	230 V, 50 / 60 Hz
Schutzart:	IP 21
Umgebungstemperatur:	5°C - 30°C
Zulässige Feuchte:	~ 86%
Außenmaße SNH-700 (B x T x H):	190 x 150 x 130 mm
Außenmaße Regelgerät (B x T x H):	230 x 320 x 125 mm
Gewicht SNH-700:	3,7 kg
Gewicht Regelgerät:	4,7 kg