

# Infrarotbrenner IRB 1



## Beschreibung

Das kompakte Laborheizgerät IRB 1 mit einer Heizfläche von 60 x 60 mm ist optimal geeignet für ein schnelles Erhitzen ohne offene Flamme bis max. 700°C.

### Lieferumfang Grundgerät

Basisgerät mit Auflagekreuz

## Details

<b>Max. Temperatur:</b>	700°C
<b>Heizleistung:</b>	250 W
<b>Heizfläche:</b>	60 x 60 mm
<b>Max. Umgebungstemperatur:</b>	30°C
<b>Bestell-Nr.:</b>	6060 000
<b>Zubehör:</b>	Leistungsregler LR 1 Stativhalterung

## Technische Daten

**Elektrischer Anschluss:** 230 V, 50 / 60 Hz (Ausführung 115 V auf Anfrage)

**Außenmaße (B x T x H):** 100 x 105 x 105 mm

**Gewicht:** 0,7 kg