


# Schüttler für Sektflaschen



## Beschreibung

Der Großschüttler VKS 75 B control mit Touchdisplay und programmierbarer Steuerung arbeitet mit horizontalen Schüttelbewegungen. Mit einem Drehzahlbereich bis  $80 \text{ min}^{-1}$ , einem Hub von 130 mm, einer Beladungskapazität bis zu 75 kg und dem passenden Aufsatz ist der Schüttler optimal geeignet für bis zu 36 liegende Sektflaschen oder Flaschen mit vergleichbarer Größe.

**(nur auf dem Boden aufzustellen)**

### Lieferumfang Grundgerät

Basisgerät **ohne Schwingplatte, ohne Aufsatzgestell**

Mit Touchdisplay und programmierbarer Steuerung

## Beladungsmöglichkeiten

Bis zu 36 liegende Sektf Flaschen

## Optionen

[Schnittstelle USB 2.0](#)

[Schnittstelle RS 232](#)

[Steuerschnittstelle](#)

[Safety Package](#)

## Details

<b>Schüttelbewegung:</b>	hin und her (horizontal)
<b>Schüttelfläche:</b>	760 x 600 mm
<b>Max. Beladung:</b>	75 kg
<b>Drehzahl-Regelbereich:</b>	bis 80 min <sup>-1</sup> , in 5er Schritten
<b>Hub:</b>	130 mm
<b>Laufzeit:</b>	programmierbar / Dauerbetrieb
<b>Bestell-Nr.:</b>	6112 S01
<b>Zubehör:</b>	Aufsatz für Sektf Flaschen

## Technische Daten

<b>Elektrischer Anschluss:</b>	100 - 240 V, 50 / 60 Hz bei Bestellung bitte angeben
<b>Schutzart:</b>	IP 21
<b>Wärmeabgabe:</b>	max. 15 W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	5°C bis 50°C
<b>Zulässige Feuchte:</b>	~ 85 %
<b>Außenmaße (B x T x H):</b>	1050 x 835 x 250 mm
<b>Gewicht:</b>	110 kg
<b>Gesamtgewicht (Schüttler + Aufsatz):</b>	135 kg