

Steuerschnittstelle

[Kein Produktbild vorhanden](#)

Beschreibung

Steuerschnittstelle für die Integration des Schüttlers in Robotikanlagen (SPS)

- Relaisausgang Schüttler läuft/steht
- Relaisausgang Signal Alarm/Normalbetrieb
- Relaisausgang Betriebsbereit
- Optokoppler Eingang für externen Start/Stopp
- Analogeingang für Drehzahlsollwertvorgabe
- Analogausgang für Drehzahlistwert

Details

Bestell-Nr.: 0052 932