

Maximale Schüttelfrequenzen Schüttler für Bierflaschen SM 30 B control Maximum Shaking Speed Beer Bottle Shaker SM 30 B control

Die nachstehend angegebenen maximalen Schüttelfrequenzen in Abhängigkeit der Beladung stellen Richtwerte dar. Durch spezifische Eigenschaften der zu schüttelnden Substanzen können diese Werte geringfügig abweichen.

The below specified shaking speeds against load are approximate values. Depending on specific properties of substances to be shaken these values can differ marginally.

| Typ / Type | Aufsatz / Rack system | Hub / stroke (mm) | 75 rpm | 125 rpm | 180 rpm | 200 rpm | 240 rpm |
|------------|-----------------------|-------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| SM 30 B | 1-etagig / 1-storey | 50 mm | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 20 kg | 5 kg |
| SM 30 B | 2-etagig / 2-storey | 50 mm | 30 kg | 20 kg | 15 kg | 5 kg | |
| SM 30 B | 3-etagig / 3-storey | 50 mm | 30 kg | 20 kg | | | |

 = unzulässiger Bereich  = range not permitted

Bei Arbeiten mit den angegebenen Maximalbelastungen wird empfohlen den Schüttler mit 4 PVC-Ringen (0002 754) am Boden oder auf dem Tisch zu befestigen.
We recommend to fasten the shaker on the floor or on the table with 4 PVC rings (part no. 0002754) when working with maximum permissible loads.